

## Cómo elegir su QuickLase: Diferencias

	QuickLase Dual	QuickLase 3w	QuickLase 5w
<b>Batería y red eléctrica</b>	X	X	X
<b>Guarda fibra</b>	X	X	X
<b>Especial envoltura de la fibra, FibraCaddy</b>	X		
<b>Pantalla táctil color 3,5"</b>		X	X
<b>Pantalla táctil color 5,5"</b>	X		
<b>Pantallas de ayuda</b>			X
<b>Video de los procedimientos</b>			X
<b>Longitud de onda 810 nm</b>	X	X	X
<b>Longitud de onda 980 nm</b>	X		
<b>Longitud de onda combinada 810-980 10w</b>	X		
<b>Corta</b>	X rápido	X	X
<b>Cauterización</b>	X 810 nm	X	X
<b>Elección de nivel</b>			X
<b>Mejora sin cargo</b>		X	X
<b>Modo onda continua</b>	X	X	X
<b>Modo pulso 10-20 hz</b>	X	X	X
<b>Pieza de mano esterilizable</b>	X	X	X
<b>Pedal de operación</b>	X	X	X
<b>Fabricado en EEUU</b>	X	X	X
<b>Perio, Endo, Ortho</b>	X	X	X
<b>Higiene dental</b>	X	X	X
<b>Blanqueamiento</b>	X	X	X
<b>Toma de impresiones</b>	X	X	X
<b>Curetaje</b>	X	X	X
<b>Frenectomía</b>	X	X	X
<b>Úlceras</b>	X	X	X
<b>Alargamiento de coronas</b>	X	X	X
<b>Gingivectomía</b>	X	X	X
<b>Papilectomía</b>	X	X	X
<b>Descubrimiento de implantes</b>	X	X	X
<b>Sin trauma postoperatorios</b>	X	X	X
<b>Sin necesidad de anestesia</b>	X	X	X
<b>Rápida recuperación</b>	X	X	X
<b>Control del sangrado</b>	X	X	X
<b>Esterilizable</b>	X	X	X
<b>Reduce la fatiga y el estrés</b>	X	X	X
<b>Menos necesidad de formación</b>	X	X	X
<b>Reduce el tiempo del tratamiento</b>	X	X	X
<b>Sin efectos secundarios</b>	X	X	X
<b>Sin necesidad de puntos de sutura</b>	X	X	X
<b>Incrementa la productividad</b>	X	X	X

## QuickLase Comparativa técnica

	Potencia máx. de Salida	Longitud de onda	Pantalla		Autoayuda	Fibra Caddy
			Pulgadas	Color		
<b>QuickLase 3W</b>	3w	810 nm	3,5	rojo/verde/azul	No	No
<b>QuickLase 5W Cl. Sc.</b>	5w	810 nm	3,5	rojo/verde/azul	No	No
<b>QuickLase 5W Co. Sc.</b>	5w	811 nm	4,5	color	Video	No
<b>QuickLase Dual 10W</b>	Dual 5w+5w	5w a 810 nm 5w a 980 nm	5,6	color	No	Si

## QuickLase Comparativa competencia

	Potencia	Fibra Caddy	Fabricación propia	Batería	Omisión calor
<b>QuickLase</b>	3-10w	Si	Si	Si	Si
<b>Sirona</b>	7w	No	No	No	No
<b>Biolase</b>	6w	No	Si	No	No
<b>Kavo</b>	9w	No	No	No	No
<b>Volopex</b>	5w	No	No	No	No
<b>Biotec</b>	?	No	No	No	No

## QuickLase Vs Electrobisturí

	QuickLase	Bisturí	Electrobisturí	Hilo retractor
<b>Periodoncia</b>	X			
<b>Endodoncia</b>	X			
<b>Ortodoncia</b>	X			
<b>Higiene dental</b>	X			
<b>Blanqueamiento</b>	X			
<b>Toma de impresiones</b>	X		X	X
<b>Implantes</b>	X	X		
<b>Curetaje</b>	X			
<b>Frenectomía</b>	X	X	X	
<b>Úlceras</b>	X			
<b>Alargamiento de coronas</b>	X	X	X	
<b>Gingivectomía</b>	X		X	
<b>Papilectomía</b>	X	X	X	
<b>Descubrimiento de implantes</b>	X			
<b>Sin trauma postoperatorios</b>	X			
<b>Sin necesidad de anestesia</b>	X			
<b>Rápida recuperación</b>	X			
<b>Cauterización</b>	X			
<b>Esterilizable</b>	X			
<b>Reduce la fatiga y el estrés</b>	X			
<b>Menos necesidad de formación</b>	X			
<b>Reduce el tiempo del tratamiento</b>	X			
<b>Sin efectos secundarios</b>	X			
<b>Sin puntos de sutura</b>	X			
<b>Incrementa la productividad</b>	X			