

El unico sistema adaptable a su sillón



Cada día más pacientes buscan conseguir una sonrisa radiante. Usando los kits de blanqueamiento **QuickWhite** y con la rápida tecnología de su lámpara cubrirá la más creciente demanda de este servicio.

Sistema de blanqueamiento de arco completo

- Blanquea ambas arcadas a la vez
- El blanqueamiento completo mejora el resultado visible en una sesión de 40 min
- Luz LED, sin recambio de bombillas.
- Luz fria.
- Eliminación del riesgo de pulpitis y sensibilidades serias
- Adaptable a su equipo o con soporte con ruedas.
- Kits **QuickWhite** para clinica, aplicando un gel que combinado con la luz consigue una aceleración en el proceso de degradación del peróxido de hidrógeno consiguiendo unos resultados de 4 a 12 tonos en una sola sesión.



Sonrie al estilo QuickWhite para tener una sonrisa brillante



Especificaciones técnicas:

Espectro de salida: 380-530 nm.
Potencia de entrada: 100-240 V
Conector AC: IEC 320/13
Salida Voltage DC: 24 V
Conector DC: + 2.1x5.5 mm
Modo de operación: Continuo con sesiones intermitentes
Temporizador automático programable
Peso: 2Kg.

QuickWhite Impact



QuickWhite Impact es una nueva presentación de los kits de blanqueamiento, combinando el sistema en clínica y en casa. Contiene todo lo necesario para realizar el blanqueamiento a un paciente en clínica, más el mantenimiento en casa.

Tras el tratamiento inicial en clínica, aplicar el tratamiento en casa 20 minutos al día durante 5 días consecutivos.

Sus pacientes quedarán encantados con los resultados implicando su difusión entre familiares y amigos.



- Excelentes resultados
- Intensifica los resultados del tratamiento en clínica
- Mantiene el blanqueamiento por más tiempo
- Rápido y sencillo
- Sin necesidad de férulas a medida
- Aportación de altos beneficios
- 100 % de un blanqueamiento dental, clínica y en casa en un sólo kit.
- Peróxido de hidrógeno

Altos beneficios



KIMP001



KIMP002
(Férula termoformable)

Contenido del kit: 1 pac.

- 1 frasco con fórmula QW
- 1 jeringa de resina protectora
- 1 jeringa tratamiento en casa
- Peróxido de hidrógeno 35 % (1 ud.)
- 2 férulas termoformables (Sólo KIMP002)
- 1 estuche guarda férulas
- Pincel aplicador
- Pasta de pulido inicial
- Vitamina E
- Instrucciones



www.quickwhite.es